

bruckhoff

la belle

Conduction aérienne

junior

Conduction osseuse

Mode d'emploi

- FR -

la belle

Conduction osseuse

headset

Conduction osseuse



0123

Tampon du commerçant

B17036 - 8/17

bruckhoff

AUDIA AKUSTIK GMBH

Herrenstraße 6

30159 Hannover

Allemagne

Tel: +49 (0) 511 16700-0

E-Mail: service@bruckhoff.com

www.bruckhoff.com



Experts en audition.

Mise en marche / arrêt de l'appareil

la belle

la belle

junior

headset

Indicatif pour tous les éléments de commande :

Votre appareil auditif est allumé automatiquement lorsque le couvercle du compartiment de la pile est fermé.

Le simple fait d'ouvrir le couvercle du compartiment de la pile éteint l'appareil.



Compartiment de pile fermé

Allumé



Compartiment de pile ouvert

Éteint

Remplacement de la pile

la belle

la belle

junior


headset

Pareil pour tous les éléments de commande :


Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile. Sortez la pile à l'aide de la tige aimantée.

La mise en place se fait dans le sens inverse:

Mettez en place la nouvelle pile type 312 avec le signe « + » vers le haut. Refermez le couvercle. L'appareil auditif se rallume automatiquement !



Tige aimantée



Pile Type 312 standard*

* En option : Pile type 13



Informations de sécurité, d'entretien et d'utilisation. À lire avant utilisation !



Votre appareil auditif ne remplace pas l'ouïe normale, et il n'évite ni n'améliore une diminution de l'audition d'origine organique.

Indications de sécurité et d'avertissement

- Votre appareil auditif ne doit pas être porté par d'autres personnes. Le port risque d'endommager leur ouïe.
- Des modifications non autorisées de l'appareil auditif risquent de causer des dommages à votre ouïe.
- Ne portez jamais votre appareil auditif dans des lieux présentant un danger d'explosion.
- Ne laissez pas l'appareil auditif à portée d'enfants en bas-âge, de personnes avec un déficit cognitif et d'animaux domestiques. L'ingestion de pièces d'appareils auditifs, en particulier des piles, peut présenter un danger mortel par étouffement. Consultez un médecin ou rendez-vous à l'hôpital en cas d'urgence.
- En cas de douleurs derrière ou dans l'oreille, ainsi que d'augmentation du cérumen, adressez-vous à votre audioprothésiste ou à votre médecin.
- Chez des clients présentant une perforation du tympan, une inflammation du conduit de l'oreille ou d'autres cavités

ouvertes de l'oreille moyenne, il ne faut pas adapter les appareils auditifs avec un dôme ou un système de protection pour le cérumen. Pour ces cas, nous recommandons d'utiliser un adaptateur réalisé sur mesure pour l'oreille. Dans le cas improbable où le dôme resterait coincé dans le conduit auditif, nous recommandons de consulter un médecin ORL.

- Les programmes auditifs en mode de microphone unidirectionnel réduisent avant tout les bruits de fond. Des signaux d'avertissement ou des bruits provenant de l'arrière ne sont pas ou faiblement perçus.
- Ne connectez jamais votre appareil auditif à un appareil audio externe comme une radio etc. au moyen d'un câble. Cela peut provoquer des blessures corporelles (choc électrique).
- Pour des personnes porteuses d'un implant médical actif (par exemple un pacemaker, un défibrillateur, etc.), la consultation et l'approbation préalable d'un médecin spécialiste sont nécessaires avant d'utiliser un appareil auditif. (Vous trouverez d'autres indications à ce sujet sur notre page internet à l'adresse www.bruckhoff.com/indications-de-securite)

Indications pour la sécurité du produit, l'utilisation et l'entretien
Votre appareil auditif est très solide et

peut être porté lors de toutes les activités quotidiennes normales, ainsi que dans des conditions extrêmes pour une courte durée.

- Ne le plongez jamais dans l'eau et ne le portez pas sous la douche, dans le bain ou pour nager. Cela endommagerait l'équipement électronique de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais les entrées des microphones à l'eau ou avec un objet humide. Ils perdraient ainsi leurs propriétés acoustiques spécifiques.
- Protégez votre appareil auditif de la chaleur intense.
- Pour le séchage, n'utilisez pas de micro-ondes ni d'autres appareils chauffants.
- Le dôme doit être remplacé tous les trois mois ou lorsqu'il devient dur ou cassant. Cela évite que le dôme ne se détache accidentellement lors de l'intrusion ou du retrait de l'oreille.
- Si possible, rangez les appareils auditifs non utilisés en laissant le compartiment des piles ouvert, afin de permettre l'évacuation de l'humidité.
- Retirez la pile en cas de non-utilisation prolongée.
- Conservez toujours l'appareil auditif dans un endroit sûr, propre et sec.
- Ne le faites pas tomber !
- Remplacez toujours immédiatement les piles faibles ou défectueuses (par

exemple en cas d'écoulement de liquide). Utilisez toujours des piles neuves.


- Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets ménagers. Votre audioprothésiste les éliminera de manière appropriée pour vous.
- N'utilisez que des piles ayant une tension maximale de 1,5 Volts.
- N'utilisez jamais d'accus argent-zinc ou lithium-ion.
- Certains examens médicaux (dentaires) aux rayons X, comme par exemple les examens par scanner IRM, peuvent nuire au bon fonctionnement de votre appareil auditif. Enlevez votre appareil avant l'examen.
- Il n'est pas nécessaire d'enlever les appareils auditifs lors du franchissement d'un portique de sécurité (p.ex. à l'aéroport). Le faible rayonnement X émis n'a pas d'incidence sur votre appareil auditif.
- De manière générale, n'utilisez pas votre appareil auditif dans des endroits où les appareils auxiliaires électroniques sont interdits.

Vous trouverez des indications détaillées sur internet à l'adresse www.bruckhoff.com/indications-de-securite. En cas de doute, adressez-vous à votre audioprothésiste ou à un médecin spécialiste.

Emboîtez le module auditif La Belle (1) sur la branche des lunettes. Utilisez vos lunettes sans appareil auditif avec l'embout de monture emboîtable (2).

Le système auditif pour enfants junior (3) est relié par deux boutons pression (4) au bandeau.

(5) Le système auditif headset s'adapte aisément à la forme de votre tête avec le réglage en longueur (6).



Options de réglage sur l'élément de commande 1

Conduction aérienne

- La Belle (avec/sans écouteur externe)

Voici les fonctions que vous pouvez régler vous-même :

- Réglage du volume
- Sélection des programmes d'audition
- Mise en marche/arrêt de l'appareil : voir mode d'emploi sur l'autre page

Il existe 5 versions pour les éléments de commande, légèrement différentes pour leur utilisation.




Options de réglage sur l'élément de commande 2

Conduction aérienne

- La Belle (avec/sans écouteur externe)

Voici les fonctions que vous pouvez régler vous-même :

- Sélection des programmes d'audition
- En option : réglage du volume par télécommande
- Mise en marche/arrêt de l'appareil : voir mode d'emploi sur l'autre page




Options de réglage sur l'élément de commande 3

Conduction osseuse

- La Belle (élément de commande haut/bas)

Voici les fonctions que vous pouvez régler vous-même :

- Réglage du volume
- Mise en marche/arrêt de l'appareil : voir mode d'emploi sur l'autre page



Options de réglage sur l'élément de commande 4

Conduction osseuse

- La Belle (élément de commande haut/bas)
- junior
- headset

Voici les fonctions que vous pouvez régler vous-même :

- Réglage du volume
- Sélection des programmes d'audition
- Mise en marche/arrêt de l'appareil : voir mode d'emploi sur l'autre page



Options de réglage sur l'élément de commande 5

Conduction osseuse

- junior

Voici les fonctions que vous pouvez régler vous-même :

- Sélection des programmes d'audition
- Réglage du volume
- Mise en marche/arrêt de l'appareil : voir mode d'emploi sur l'autre page

