

bruckhoff

la belle
Conduzione aerea

junior
Conduzione ossea

Istruzioni per l'uso

- IT -

la belle
Conduzione ossea

headset
Conduzione ossea



0123

Timbro del rivenditore

B17037 - 8/17

bruckhoff

AUDIA AKUSTIK GMBH

Herrenstraße 6

30159 Hannover

Germania

Tel: +49 (0) 511 16700-0

E-Mail: service@bruckhoff.com

www.bruckhoff.com



Comprendiamo l'udito.

Accensione/spegnimento del dispositivo

la belle

la belle

junior

headset

Uguale per tutte le interfacce:

L'apparecchio acustico si accende automaticamente quando il coperchio della batteria è chiuso.

L'apparecchio acustico si spegne semplicemente aprendo il coperchio della batteria.



Coperchio della batteria chiuso



Acceso

Coperchio della batteria aperto



Spento

Sostituzione della batteria

la belle

la belle

junior

headset

Uguale per tutte le interfacce:

Aprire il coperchio della batteria. Rimuovere la batteria con l'apposita penna magnetica.

L'inserimento avviene nell'ordine inverso:

Inserire la batteria tipo 312 nuova con il segno "+" rivolto verso l'alto. Chiudere il coperchio. L'apparecchio acustico si riaccenderà automaticamente!

Penna magnetica



Batteria tipo 312 standard*



* Opzionale: batteria tipo 13



Informazioni sulla sicurezza, la cura e l'uso. Leggere prima dell'uso!



Il vostro apparecchio acustico non riproduce il normale udito né previene o migliora un'ipoacusia dovuta a fattori organici.

Avvertenze di sicurezza e cautela

- Il vostro dispositivo acustico non deve essere indossato da alcun'altra persona. Può causare un danneggiamento dell'udito.
- Le modifiche non autorizzate dell'apparecchio acustico possono danneggiare la salute.
- Non indossare mai l'apparecchio acustico in zone soggette a rischio d'esplosione.
- Conservare l'apparecchio acustico lontano dalla portata dei bambini, dalle persone con disturbi cognitivi e dagli animali domestici.
- L'ingestione di parti di un apparecchio acustico contaminato da batteri è potenzialmente fatale. Pericolo di avvelenamento. In caso d'emergenza rivolgersi immediatamente a un medico o un ospedale.
- In caso di dolori all'interno dell'orecchio o dietro di esso, così come nel caso di una maggiore produzione di cerume, rivolgersi al tecnico audiometrista o al medico.
- I pazienti con timpano perforato, canale auricolare infiammato o cavità dell'orecchio medio esposte in qualsiasi

altro modo devono usare un apparecchio acustico con un dome o una sistema di protezione dal cerume. In questi casi si raccomanda l'uso di un adattatore auricolare su misura. Nell'improbabile caso che il dome restasse nel canale auricolare si raccomanda di rivolgersi a uno specialista.

- I programmi d'ascolto in modalità microfono direzionale riducono notevolmente i rumori di fondo. I segnali di avviso o i rumori provenienti da dietro non sono percepiti o lo sono in modo molto debole.
- Non collegare mai l'apparecchio acustico a un dispositivo audio esterno, come una radio, ecc.. Questo potrebbe provocare lesioni fisiche (scossa elettrica).
- L'uso di un apparecchio acustico da parte di persone con dispositivi medici impiantati (per es. pacemaker, defibrillatore, ecc.) richiede una preliminare discussione e chiarificazione con uno specialista. (Altre avvertenze in merito sono reperibili sul nostro sito Internet www.bruckhoff.com/Sicherheitshinweise)

Avvertenze sulla sicurezza del prodotto, l'uso e la cura

L'apparecchio acustico è molto robusto e può essere indossato durante tutte le normali attività quotidiane e, per brevi

periodi, anche in condizioni estreme.

- Non immergersi mai nell'acqua e non usarlo durante la doccia, il bagno o il nuoto. Il sistema elettronico dell'apparecchio acustico si danneggerebbe.
- Non pulire mai con acqua gli ingressi dei microfoni in quanto perderebbero le loro speciali proprietà acustiche.
- Proteggere l'apparecchio acustico dal calore.
- Per l'asciugatura non usare il forno a microonde o altri dispositivi di riscaldamento.
- Il dome deve essere sostituito ogni 3 mesi o non appena diventa duro o fragile. In tal modo si eviterà un distacco accidentale del dome durante l'introduzione e l'estrazione dall'orecchio.
- Gli apparecchi acustici non usati devono essere conservati con il vano batteria aperto, in modo che l'umidità possa uscire.
- Rimuovere la batteria in caso di inutilizzo prolungato.
- Conservare sempre l'apparecchio acustico in un luogo sicuro, asciutto e pulito.
- Evitare di lasciarlo cadere!
- Cambiare sempre tempestivamente le batterie scariche o difettose (per es. in caso di perdita di liquido). Usare sempre batterie nuove.
- Non smaltire le batterie vecchie insieme

ai rifiuti domestici. Il tecnico audiometrista si occuperà del corretto smaltimento.


- Usare esclusivamente batterie da 1,5 volt max.
- Non usare mai batterie all'argento-zinco e agli ioni di litio.
- Alcuni esami medici e dentali con raggi X (come la TC, MRT/NMRT) possono compromettere il funzionamento dell'apparecchio acustico. Togliersi sempre l'apparecchio prima di tali esami.
- Gli apparecchi acustici non devono essere tolti prima del passaggio attraverso una barriera di sicurezza (per es. in aeroporto). In quel caso i raggi X a bassa intensità non compromettono l'apparecchio acustico.
- In generale evitare di usare l'apparecchio acustico nei luoghi in cui esiste un divieto per gli strumenti elettronici.

Sulla pagina Internet www.bruckhoff.com/Sicherheitshinweise sono disponibili informazioni dettagliate. In caso di dubbi rivolgersi al proprio tecnico audiometrista o a uno specialista.

Inserire il modulo acustico la belle (1) sulla staffa degli occhiali. Usare gli occhiali senza apparecchio acustico – con il terminale innestabile (2).

Il sistema junior per bambini (3) è fissato alla fascia mediante due bottoni a pressione (4).

(5) Il sistema acustico headset può essere adattato comodamente alla forma della testa grazie alla regolazione della larghezza (6).



Opzioni di regolazione sull'interfaccia 1

Condizione aerea

- la belle (con/senza auricolare esterno)

L'utente può regolare autonomamente le seguenti funzioni:

- Impostazione del volume
- Selezione del programma di ascolto
- Accensione/spengimento dell'apparecchio: vedere le istruzioni sull'altra pagina

Esistono 5 tipi di interfacce che differiscono leggermente nell'uso.



Opzioni di regolazione sull'interfaccia 2

Condizione aerea

- la belle (con/senza auricolare esterno)

L'utente può regolare autonomamente le seguenti funzioni:

- Selezione del programma di ascolto
- Opzionale: regolazione del volume con telecomando
- Accensione/spengimento dell'apparecchio: vedere le istruzioni sull'altra pagina



L'adattamento del volume avviene automaticamente. Possibilità di adattamento manuale con telecomando opzionale.


Opzioni di regolazione sull'interfaccia 3

Condizione ossea

- la belle (interfaccia sopra/sotto)

L'utente può regolare autonomamente le seguenti funzioni:

- Impostazione del volume
- Accensione/spengimento dell'apparecchio: vedere le istruzioni sull'altra pagina



Nessuna necessità di adattamento manuale del programma di ascolto
L'apparecchio è già pre-programmato e si adatta automaticamente alle condizioni esterne.

Opzioni di regolazione sull'interfaccia 4

Condizione ossea

- la belle (interfaccia sopra/sotto)
- junior
- headset

L'utente può regolare autonomamente le seguenti funzioni:

- Impostazione del volume
- Selezione del programma di ascolto
- Accensione/spengimento dell'apparecchio: vedere le istruzioni sull'altra pagina



Il tasto di programmazione si trova sulla camera di programmazione e non sull'interfaccia.

Opzioni di regolazione sull'interfaccia 5

Condizione ossea

- junior

L'utente può regolare autonomamente le seguenti funzioni:

- Impostazione del programma di ascolto
- Impostazione del volume
- Accensione/spengimento dell'apparecchio: vedere le istruzioni sull'altra pagina



Tasti di funzione:
1x breve in avanti: **incremento di volume**
1x breve all'indietro: **un decremento di volume**
1x lungo in avanti: **programma successivo**
1x lungo all'indietro: **programma precedente**