



0123

Sello del fabricante

B17035 - 8/17

AUDIA AKUSTIK GMBH
Herrenstraße 6
30159 Hannover
Alemania
Tel: +49 (0) 511 16700-0
E-Mail: service@bruckhoff.com
www.bruckhoff.com



Sabemos de audición.

Encendido y apagado del dispositivo

la belle

la belle

junior

headset

Igual para todos los paneles de mando:

Cuando la tapa de la batería está cerrada, su audífono permanece siempre encendido de forma automática.

Con solo abrir la tapa de la pila se apaga el audífono.



Tapa de batería cerrada

Encendido



Tapa de batería abierta

Apagado

Cambio de batería

la belle

la belle

junior


headset

Igual para todos los paneles de mando:


Abra la tapa de la batería. Retire la batería con el lápiz magnético que se adjunta.

La colocación se realiza justo a la inversa:

Coloque la nueva batería de tipo 312 con el signo «+» hacia arriba. Cierre la tapa. El audífono vuelve a encenderse automáticamente.



Lápiz magnético



Batería Tipo 312 estándar*

*Opcional: Pila tipo 13



Instrucciones de seguridad, mantenimiento y uso. Lea atentamente antes de usar.



El audífono no restablece la audición normal ni evita o mejora la pérdida auditiva derivada de causas orgánicas.

Indicaciones de seguridad y advertencias

- Ninguna otra persona debe utilizar su audífono. Existe el riesgo de sufrir pérdidas auditivas.
- Las modificaciones del audífono no aprobadas pueden afectar su capacidad auditiva.
- No utilice el audífono en zonas donde exista riesgo de explosión.
- Mantenga el audífono fuera del alcance de niños, personas con trastornos cognitivos y mascotas. La ingestión de las piezas del audífono, en especial las pilas, supone un riesgo para la vida. Existe riesgo de asfixia. En caso de emergencia, diríjase de inmediato al médico o al hospital.
- Si siente dolor detrás de la oreja o se incrementa la cera del oído, consulte a un audiólogo o médico.
- No deben adaptarse moldes ni sistemas anticerumen a pacientes con tímpano perforado, canales auditivos inflamados u otras cavidades del oído medio expuestas. Para estos casos recomendamos utilizar un molde auricular a medida. En el supuesto improbable

de que el molde se quedara en el canal auditivo, recomendamos consultar con un médico especialista.

- En modo direccional, los programas auditivos reducen fundamentalmente el ruido de fondo. Señales de alerta o sonidos que vienen de atrás o bien no se perciben o se perciben débilmente.
- No conecte nunca el audífono mediante un cable a un dispositivo de sonido externo, como radio, etc. porque puede provocar lesiones corporales (descarga eléctrica).
- Si un paciente tiene implantado un dispositivo médico activo (p. ej., marcapasos, desfibrilador, etc.) y desea utilizar un audífono, debe consultar previamente a un especialista. (Encontrará más información al respecto en nuestra página web, www.bruckhoff.com/Sicherheitshinweise)

Indicaciones de seguridad, utilización y mantenimiento del producto

El audífono es muy resistente y puede utilizarse al realizar todas las actividades cotidianas normales y también en condiciones extremas durante periodos de tiempo limitados.

- No lo sumerja en agua ni lo utilice en la ducha, al darse un baño ni para nadar.

Dañará los componentes eléctricos del audífono.

- No limpie con agua la entrada del micrófono. De esa forma pierde sus excepcionales propiedades acústicas.
- Proteja el audífono del calor.
- Para secarlo, no utilice el microondas ni otros equipos de calefacción.
- Se debe cambiar el molde cada tres meses, o antes si se vuelve rígido o quebradizo. Así se evita el desprendimiento involuntario del molde al introducirlo en la oreja y al extraerlo.
- Si es posible, guarde los audífonos que no están siendo usados con el compartimento de las pilas abierto para que pueda salir la humedad.
- Si no va a usarlo durante un largo periodo de tiempo, retire las pilas.
- Guarde siempre el audífono en un lugar seguro, seco y limpio.
- ¡No lo deje caer!
- Si las pilas tienen poca carga o están dañadas (p. ej., pérdida de líquido) cámbielas de inmediato. Utilice siempre pilas nuevas
- No desee las pilas viejas con los residuos domésticos. Su audiólogo se encargará de ello debidamente.
- Utilice únicamente pilas con un máximo de 1,5 Voltios.
- No use nunca baterías de plata-zinc

ni de iones de litio.

- Algunas clínicas (dentales) con rayos X, como tomografía computada, IRM / IRMN, pueden afectar el funcionamiento del audífono. Antes de someterse a ellos, guarde el audífono.
- Antes de atravesar una puerta de seguridad (p. ej., en el aeropuerto) no es necesario quitarse los audífonos. Esta clase de rayos X no le afectan.
- No utilice el audífono en lugares donde los dispositivos electrónicos estén prohibidos.

Las instrucciones detalladas se pueden encontrar en www.bruckhoff.com/Sicherheitshinweise. En caso de duda, consulte a su audiólogo o a un médico especialista.

Indicaciones de montaje y transporte

la belle

la belle


junior

headset

Coloque el módulo de audición la belle (1) en la patilla de sus gafas. Utilice las gafas sin audífono mediante el extremo de patilla conectable (2).

El sistema de audición infantil junior (3) se conecta mediante dos botones automáticos (4) a la cinta para la frente.

(5) Puede ajustar cómodamente el sistema de audición headset a la forma de su cabeza mediante la regulación de longitud (6).



Opciones de configuración en el panel de mando 1

Conducción aérea

la belle (con/sin auricular externo)

Puede ajustar personalmente las siguientes funciones:

- Ajuste del volumen
- Selección de programas de audición
- Encendido/apagado del dispositivo: véanse las instrucciones en la otra página

Hay cinco versiones del panel de mando con pequeñas diferencias en lo que respecta a la usabilidad.

Izquierdo

Sin auricular externo

derecho



Opciones de configuración en el panel de mando 2

Conducción aérea

la belle (con/sin auricular externo)

Puede ajustar personalmente las siguientes funciones:

- Selección de programas de audición
- Opcional: Regulación de volumen con mando a distancia
- Encendido/apagado del dispositivo: véanse las instrucciones en la otra página

Izquierdo

Con auricular externo

derecho

Sin auricular externo



Opciones de configuración en el panel de mando 3

Conducción ósea


la belle (panel de mando arriba/abajo)

Puede ajustar personalmente las siguientes funciones:

- Ajuste del volumen
- Encendido/apagado del dispositivo: véanse las instrucciones en la otra página

Izquierdo

derecho



Opciones de configuración en el panel de mando 4

Conducción ósea

la belle (panel de mando arriba/abajo) junior headset

Puede ajustar personalmente las siguientes funciones:

- Ajuste del volumen
- Selección de programas de audición
- Encendido/apagado del dispositivo: véanse las instrucciones en la otra página

Izquierdo

derecho



Opciones de configuración en el panel de mando 5

Conducción ósea

junior

Puede ajustar personalmente las siguientes funciones:

- Configuración de los programas de audición
- Ajuste del volumen
- Encendido/apagado del dispositivo: véanse las instrucciones en la otra página

Izquierdo

derecho

